

TRANSCUTANEOUS ELECTRIC NERVE STIMULATION (TENS) —

BM-420 / BM-420P

BM-420 is designed to relieve pain by using low frequency stimulation. Dual treatment could be applied at the same time with 2 channels and suction electrode is applied for easy operation.

Feature

- 흡인모드를 이용하여 연속 또는 간헐적 흡인모드를 설정할 수 있으며 압력조별밸브를 이용하여 적절한 흡인력 설정 가능.
- 흡인도자와 패드도자(별도구매)를 사용하여 여러 부위별 사용이 편리.
- 6개의 자동프로그램으로 다양한 자극주파수 범위를 설정하여 치료 가능.
- 2명의 환자를 각기 다른 자극으로 동시에 치료 가능.
- 환자의 안전을 위해 출력 진폭 조절기가 최소 위치로 되어 있지 않는 한 출력이 시작되지 않음.
- 설정된 동작시간이 모두 경과하면 종료음과 함께 출력 차단.
- 전원에 설치된 퓨즈에 의해 기기의 과전류 차단.

BM-420



Specifications

Model	BM-420	BM-420P
Power	AC 220V, 50/60Hz	
Power Consumption	120VA	45VA
Safety, Isolation	Class I, Type BF	
Max Output Current	33mA	
Flow Frequency	3~300Hz	
Timer	up to 30min.	
Dimension	445x360x250(H)mm	445x360x210(H)mm
Weight	11kg	6kg

* BM-420 (흡인도자, 패드도자 공용) (Pad optional)
 BM-420P (패드도자 전용), (Pad only model)

Accessory



[BM-420]

(Electrode Suction Cups with cables) 2 sets



[BM-420]

(Electrode Pads with cables : Optional)



BM-420P(패드도자 전용)